

ココロも、カラダも、芯からほぐせる
JAPAN FIT MASSAGE CHAIR



HOGCELL
● MADE IN JAPAN



HOG 芯からほぐれる癒し体験を
CELL 畳1枚ほどの僅かなスペースで
高級ソファーのような上質な休息感と
オーダーメイドのようなフィット感が
包み込まれる安心感と癖になる快適さを生み出す。
日本人に最適化されたマッサージ機構で
ココロもカラダもしっかりほぐします。
誰もが納得する上質なリラクゼーションと
所有する満足感を届けたい。

「HOGCELL」はそんな想いから誕生しました。



目を惹く外観と最上級の癒し
あなたの日常に「贅沢」という非日常を

FEATURE

人の手で揉むように
全身を心地よくマッサージ



上下2種類の
シリコン4つ玉
強くて優しいまるで
人の手で揉まれてい
るようなマッサージ
を再現します。



L型のモミ玉レール

首筋～お尻、太ももの裏までの広範囲をマッサージ。自分ではケアが難しい肩甲骨周りやお尻周りも、しっかりほぐします。また、人間工学に基づいて設計された座面角度は、絶妙なフィット感と安心感を与えます。



現代人に合わせた こだわりの「お尻」マッサージ

体の中心にあるお尻をしっかりほぐすこと
で、全身の筋肉が緩みマッサージ効果が高ま
ります。また、ヒップアップ効果など様々な
効果も期待できます。



ふくらはぎエアー

大型のエアーバッグで、圧迫と開放を繰り返し
ながら、膝下全体を包み込むようにマッサージ
します。



肩位置オート検知＆体型自動予測
肩の位置を自動で検知し、背中や腰の位置を
自動予測。お使いになる方の身体に合った
マッサージを行います。




大型肩エアー

しっかりとフィットする肩エアーは、肩のマッ
サージはもちろん、エアーで肩を押さえなが
らモミ玉で背中をローリングすることで、背
筋伸ばし効果もあります。



腕や手を力強くほぐす腕エアー

上下に配置されたエアーバッグで、ひじ下か
ら手のひらまでの広範囲をしっかりと挟み込
んでマッサージします。



新感覚の足裏+かかとマッサージ

足先全体のエアーマッサージに加え、足裏ローラーでぐりぐりと揉みほぐします。また、エア
ーと突起でかかとを両側からギュッと指圧し、心地よいマッサージを行います。



OPERATION

視認性の高い液晶画面で
使う人に配慮した快適な操作性



リクライニングチェア機能

電源OFFの状態でもリクライニングが可能です。ちょっとした休息や仮眠時にご利用いただけます。
※コイン仕様では対応しておりません。

自動復帰機能

マッサージ終了後は、自動で元のポジションおよび設定へ戻るので、ご自身で元に戻す必要がありません。



使いやすさを追求！ 厳選された5つの自動コース

全身を網羅する18個のエアーバッグとコリを逃さずほぐす揉み玉をフル活用した5種類の自動モニコースを搭載。その日の体調やコリに合わせてお好みのマッサージコースをセレクトできます。

自動コース

リフレッシュコース

揉み、タタキ、エアーをバランスよく使い全身をほぐします。

指圧すっきりコース

背中全体をじっくり揉みほぐし、お尻や太もも周りのコリをほぐします。

代謝アップコース

背骨に沿ったローリング動作と肩甲骨周りの揉み動作で全身をほぐしながら、代謝アップを促します。

ほぐせるコース

足のストレッチ動作と強めの全身マッサージを行い、ご自身ではケアが難しいお尻周りもしっかりと揉みほぐします。

快眠コース

お好みに合わせて上半身・下半身から選択可能
(上半身タイプ) 上半身を中心にはぐし、睡眠導入に適したマッサージを行います。
(下半身タイプ) 下半身を中心にはぐし、睡眠導入に適したマッサージを行います。

手動調整

マッサージ動作や部位の微調整

簡単操作で、気になる部分をピンポイントでしっかりと揉みほぐすことが可能です。



無重力体験

ゼログラビティ(無重力)リクライニング機能

人間工学に基づいた最も体圧分散効果が高い姿勢でマッサージを行います。全身をゆっくり預けることで、しっかりと揉み心地と新感覚のリラクゼーション効果を得られます。

MATERIAL

細部にまで
こだわり抜かれた機能美



快適さを追求し蒸れにくい素材を採用

腕や足のマッサージ部分には、程よい保温性がありながら蒸れにくいポリエステル混紡生地を採用。座っているだけで適度な保温効果が働き心地良いリラックスタイルを演出します。汚れやすい足部分の内布は、取り外すことでお洗濯が可能なので、長期間清潔さを保てます。



揉み効果を逃さず伝える 徹底した素材選び

モミ玉稼働部分には、しなやかで耐久性のある生地を採用。モミ玉の力を逃さず身体へ伝えます。また、身体が触れる箇所を滑りづらい素材にしたこと、より心地よいホールド感とフィット感を実現しました。



こだわり抜かれた商品デザイン

ボディの外側は、しっとりしなやかで高級感のあるオフホワイト。肌が触れて汚れやすい内側には、落ち着いた艶感でシックな雰囲気のブラック。異なる2種類の合成皮革を採用し、高級感とお手入れのしやすさを両立しました。また、サイドを華やかに彩るシャンパンゴールドのS字ラインが高級感をより一層高めます。



5つの嬉しい機能



身長に合わせることができる
スライド式オットマン



移動が簡単！便利なキャスター付



操作しやすいリモコンスタンド式



女性でも消耗品の交換が簡単！



合成皮革なのでお手入れが簡単！

DIMENSION



日本人の体型に合わせた 絶妙なマッサージスペース

JAPAN FIT専用設計の絶妙なサイズ感は、身体を包み込むようにしっかりとホールドし、エアーとモミ玉の力を逃さず身体へ伝えます。

省スペースリクライニング

限られたスペースへ設置することが多いマッサージチェア。従来のように背もたれだけが倒れるリクライニングとは異なり、座面ごと前方へスライドしながら倒れるリクライニング機構のため、マッサージチェア後方の必要スペースが従来比30%程度減少しました。



JAPAN FIT MASSAGE CHAIRとは

日本人の体型や住環境に最適化設計され、ミドルサイズボディに最上級のリラクゼーション要素が多数搭載されたマッサージチェアです。





商品仕様

- 販売名:HOGCELL ほぐせる
- 定格電圧:AC 100V(ACアダプタ使用)50/60Hz
- 本体定格:DC24V ●消費電力:110W
- もみ回数:3~80回/分 ●たたき回数:25~800回/分
- 足裏ローラー回転回数:60回以下/分
- 上下移動速度:約0.6~5.0cm/秒 ●タイマー:5~30分(5分単位)
- リクライニング角度:〈背もたれ〉約130度 ~170度 〈オットマン〉約10度 ~80度
- 本体寸法(約) リクライニングしていない時:高さ約110cm×幅約77cm×奥行き約142cm
リクライニングしている時:高さ約87cm×幅約77cm×奥行き約168cm
- 張地:合成皮革 ●本体重量:88kg
- 医療機器認証番号: 301AGBZX00010A01



耐久性はもちろんのこと、業務用で培ったこんな特徴も

長期間の使用を想定したメンテナンス性！

傷みやすい箇所の部品は誰でも簡単に交換可能なため、いつまでも気持ちよくご利用いただけます。また、消耗品を簡単に交換できるようにすることで、従来のマッサージチェアの課題であった部品交換時の工賃削減や消耗品交換に要する期間短縮を実現しました。

コインタイマーにも対応！

専用コインBOXは、硬貨読み取り精度が高く、コイン飲み込み等のトラブルを最小限に抑えることが可能です。コインカウンターの確認や、設定変更(運転時間・金額等)はBOX内の設定基板から簡単に行えます。
※コインBOXは100円硬貨専用です。



ご使用目的または効果

- あんま・マッサージの代用。 ●疲労回復 ●血行促進 ●筋肉の疲れをとる ●筋肉のこりをほぐす ●神経痛・筋肉痛の痛みを緩和

ご使用にあたって

○この商品は、保証書を添付しております。保証書は販売店で所定事項を記入のうえ、発行しますので記載内容をご確認いただき、大切に保管してください。 ○この商品の保証は日本国内のみ有効です。

- 電気代の目安:約44.5円/月(マッサージを1日30分(15分×2回)30日使用した場合)
※電気料金目安単価27円/kWh(税込)で算出。(2021年8月現在、当社調べ)

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- 次の方はご使用にならないでください。身体に異常が起こる場合があります。
●医師からマッサージを禁じられている方。(例)血栓症、重度の動脈りゅう、急性静脈りゅう、各種皮膚炎および皮膚感染症(皮下組織の炎症を含む)など
- 次の方は、必ず医師と相談のうえご使用ください。身体に異常が起こる場合があります。
●悪性しゆよう(腫瘍)のある方 ●妊娠中や生理中、妊娠と思われる方や出産直後の方 ●糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方 ●体温38℃以上(有熱期)の方(例:急性炎症症状「けん(倦)怠感、悪寒、血圧変動など」の強い時期。衰弱しているとき。) ●皮膚に創傷のある方 ●急性疾患(疼痛性)のある方 ●骨粗しょう症の方 ●脊髄骨折の方 ●捻挫、肉離れなどの炎症性の方 ●知覚障害の方 ●心臓に障害のある方 ●ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込型医用電気機器を使用している方 ●背骨(脊椎)に異常のある方、または背骨が左右に曲がっている方 ●貧血の方 ●かつて治療を受けたところ又は疾患部へ使用する方 ●安静を必要とする方 ●医師の治療を受けている方 ●上記以外に特に身体に異常を感じている方
- 子供だけで使わせたり、自分で意思表示できない人には使用させないでください。また幼児を近づけないでください。



安全に関するご注意

France Service
株式会社 フランスサービス
東京都港区六本木4-1-16六本木ハイツB1階
TEL 03-6230-1607 FAX 03-6230-1604

製造販売元 株式会社 相生電子
長野県下高井郡木島平村往郷1027番地
TEL 0269-82-3918 FAX 0269-82-4128

●お求めは…